



























































REFERENCE-NUMMER	SYMBOL	FORKLARENDE TEKST/FORKLARENDE TEKST
<b>INGEN STANDARDREFERENCE/IKKE ET UNIVERSALT ANERKENDT ELLER STANDARDISERET SYMBOL</b>		
		Ansvarlig person Storbritannien
		Mængde
		Udstyret indeholder ikke og anvender ikke latex/naturgummi
		Kommentarer fra kunder
		Læs venligst de vigtige sikkerhedsrelaterede oplysninger i de medfølgende dokumenter
		Mærket som type CF udstyr med hensyn til patientbeskyttelse
		Indeholder CMR-stoffet kobolt
		Indeholder CMR-stoffet, bly
		Indeholder nikkel
		Indeholder dioctyltin bis(2-ethylhexylmercaptoacetat)
<b>ISO 15223-1 - MEDICINSKE UDSTYR - SYMBOLER, DER SKAL ANVENDES PÅ ETIKETTER, MÆRKNING OG INFORMATION, DER SKAL LEVERES MED MEDICINSKE UDSTYR</b>		
5.1.1		Producent

REFERENCE-NUMMER	SYMBOL	FORKLARENDE TEKST/FORKLARENDE TEKST
5.1.2		Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/Den Europæiske Union
5.1.3		Produktionsdato
5.1.4		Anvendes inden
5.1.5		Batch-kode
5.1.6		Katalognummer
5.1.7		Serienummer
5.1.8		Importør
5.1.9		Distributør
5.1.11		Fremstillingsland – Mexico
5.1.11		Fremstillingsland – USA
5.2.3		Steriliseret med ethylenoxid
5.2.3/5.2.11		Steriliseret med ethylenoxid/System med en enkelt steril barriere

REFERENCE-NUMMER	SYMBOL	FORKLARENDE TEKST/FORKLARENDE TEKST
5.2.3/5.2.14		Steriliseret med ethylenoxid/Enkeltvist system med steril barriere og beskyttende ydre emballering
5.2.4		Steriliseret ved brug af bestråling
5.2.4/5.2.11		Steriliseret ved brug af bestråling/System med en enkelt steril barriere
5.2.6		Må ikke resteriliseres
5.2.7		Ikke-steril
5.2.8		Må ikke anvendes, hvis indpakningen er beskadiget og se brugsanvisningen
5.2.11		System med en enkelt steril barriere
5.2.14		Enkeltvist system med steril barriere og beskyttende ydre emballering
5.3.2		Udsæt ikke for sollys
5.3.4		Opbevares tørt
5.3.6		Øvre temperaturgrænse

REFERENCE-NUMMER	SYMBOL	FORKLARENDE TEKST/FORKLARENDE TEKST
5.3.7		Temperaturgrænse
5.4.2		Må ikke genbruges
5.4.3	 <a href="http://www.medcomp.net">www.medcomp.net</a>	Se brugsanvisningen eller se brugsanvisningen for elektronik
5.4.4		Forsigtig
5.4.7		Indeholder et lægemiddel
5.4.8		Indeholder biologisk materiale fra dyr
5.4.10		Indeholder skadelige stoffer
5.6.3		Ikke-pyrogen
5.7.3		Patientidentifikation
5.7.4		Hjemmeside med oplysninger til patienter
5.7.5		Sundhedscenter eller læge

REFERENCE-NUMMER	SYMBOL	FORKLARENDE TEKST/FORKLARENDE TEKST
5.7.6		Dato
5.7.7		Medicinsk udstyr
5.7.10		Unik enhedsidentifikationskode
<b>BS EN 15986 - SYMBOL TIL ANVENDELSE TIL MÆRKNING AF MEDICINISKE UDSTYR, KRAV TIL MÆRKNING AF MEDICINSK UDSTYR, DER INDEHOLDER PHTALAT</b>		
A.2		Indeholder ftalat: DEHP
<b>FDA-VEJLEDNING ANVENDELSE AF SYMBOLER I MÆRKNING (CFR 801)</b>		
	<b>Rx Only</b>	Advarsel: Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en autoriseret læge.
<b>ASTM F2503 - STANDARDPRAKSIS FOR MÆRKNING AF MEDICINSK UDSTYR OG ANDRE ENHEDER FOR SIKKERHED I MILJØ MED MAGNETISK RESONANS</b>		
		MR-sikker
		Betinget MR-sikker
		MR-usikker
		Betinget MR-sikker – 3,0 Tesla
		Betinget MR-sikker – 1,5, 3,0 Tesla

REFERENCE-NUMMER	SYMBOL	FORKLARENDE TEKST/FORKLARENDE TEKST
<b>ISO 7000 - GRAFISKE SYMBOLER TIL BRUG PÅ UDSYRSREGISTEREDE SYMBOLER</b>		
3079		Åbnes her
<b>MDD 93/42/EEC, MDR 2017/745, FORORDNING (EF) 765/2008</b>		
		CE-overensstemmelsesmærkning
<b>LOV AF 2021 FOR MEDICINER OG MEDICINISKE UDSYR</b>		
		UK overensstemmelse vurderet
<b>SWISSMEDIC-REGULATIVER</b>		
		Autoriseret repræsentant i Schweiz