























































VIITENUMBER	SÜMBOL	SELGITUS/SÜMBOL
<b>VIIDE STANDARDILE PUUDUB/RAHVUSVAHELISELT MITTETUNNUSTATUD VÕI STANDARDIMATA SÜMBOL</b>		
		Ühendkuningriigi vastutav isik
		Kogus
		Seade ei sisalda looduslikku latekskummi
		Kliendi tagasiside
		Olulise ohutusega seotud teabe saamiseks lugege saatedokumente
		CF-tüüpi klassifitseeritud patsientide kaitse
		Sisaldab CMR ainet koobaltit
		Sisaldab pliid, mis on liigitatud kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete alla
		Sisaldab niklit
		Sisaldab dioktüültina-bis(2-etüülheksüülmerkaptotaati)
<b>ISO 15223-1 – MEDITSIIINISEADMED. MEDITSIIINISEADME MÄRGISEL, MÄRGISTUSEL NING KAASUVAS TEABES KASUTATAVAD TINGMÄRGID</b>		
5.1.1		Tootja

VIITENUMBER	SÜMBOL	SELGITUS/SÜMBOL
5.1.2		Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses/Euroopa Liidus
5.1.3		Tootmiskuupäev
5.1.4		Realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev
5.1.5		Partii kood
5.1.6		Katalooginumber
5.1.7		Seerianumber
5.1.8		Maaletooja
5.1.9		Edasimüüja
5.1.11		Tootjamaa – Mehhiko
5.1.11		Tootjamaa – Ameerika Ühendriigid
5.2.3		Steriliseeritud etüleenoksiidiga
5.2.3/5.2.11		Steriliseeritud etüleenoksiidiga/Steriliseeritud etüleenoksiidiga

VIITENUMBER	SÜMBOL	SELGITUS/SÜMBOL
5.2.3/5.2.14		Steriliseeritud etüleenoksiidiga/Ühekordselt kasutatav steriilne tõkkesüsteem kaitsva välispakendiga
5.2.4		Steriliseeritud kiiritamise teel
5.2.4/5.2.11		Steriliseeritud kiiritamise teel/Steriliseeritud etüleenoksiidiga
5.2.6		Ärge resteriliseerige
5.2.7		Mitte-steriilne
5.2.8		Ärge kasutage, kui pakend on kahjustunud, ja lugege kasutusjuhendit
5.2.11		Steriliseeritud etüleenoksiidiga
5.2.14		Ühekordselt kasutatav steriilne tõkkesüsteem kaitsva välispakendiga
5.3.2		Kaitske päikesevalguse eest
5.3.4		Hoida kuivas
5.3.6		Temperatuuri ülemine piir

VIITENUMBER	SÜMBOL	SELGITUS/SÜMBOL
5.3.7		Temperatuuripiirang
5.4.2		Ärge taaskasutage
5.4.3	 www.medcomp.net	Lugege kasutusjuhendit või elektroonilisi kasutusjuhiseid
5.4.4		Ettevaatust
5.4.7		Sisaldab raviainet
5.4.8		Sisaldab loomset päritolu bioloogilist materjali
5.4.10		Sisaldab ohtlikke aineid
5.6.3		Mittepürogeenne
5.7.3		Patsiendi tuvastamine
5.7.4		Patsienditeabe veebisait
5.7.5		Tervishoiukeskus või arst

VIITENUMBER	SÜMBOL	SELGITUS/SÜMBOL
5.7.6		Kuupäev
5.7.7		Meditiiniseade
5.7.10		Seadme kordumatu identifikaator
<b>BS EN 15986 – MEDITSIINISEADMETE MÄRGISTAMISEKS KASUTATAV SÜMBOL. FTALAATE SISALDAVATE MEDITSIINISEADMETE MÄRGISTUSNÕUDED</b>		
A.2		Sisaldab ftalaate: DEHP
<b>MÄRGISTUSEL SÜMBOLITE KASUTAMIST PUUDUTAVAD FDA SUUNISED (CFR 801)</b>		
	<b>Rx Only</b>	Tähelepanu! Föderaalseadus lubab seda seadet müüa litsentsitud tervishoiuspetsialisti tellimusel.
<b>ASTM F2503 – MEDITSIINISEADMETE JA MUUDE TOODETE MARKEERIMISE STANDARDREEGLID NENDE OHUTUSE SUHTES MAGNETRESONANTSI KESKKONNAS</b>		
		MR-ohutu
		MR-tingimuslik
		Magnetresonantsi keskkonnas ohtlik
		MR-tingimuslik – 3,0 Teslat
		MR-tingimuslik – 1,5, 3,0 Teslat

VIITENUMBER	SÜMBOL	SELGITUS/SÜMBOL
<b>ISO 7000 – SEADMETEL KASUTATAVAD GRAAFILISED SÜMBOLID. REGISTREERITUD SÜMBOLID</b>		
3079		Ava siit
<b>MEDITSIINISEADMETE DIREKTIIV 93/42/EMÜ (MDD), MEDITSIINISEADMETE MÄÄRUS 2017/745 (MDR), MÄÄRUS (EÜ) 765/2008</b>		
		CE-vastavusmärgis
<b>RAVIMITE JA MEDITSIINISEADMETE SEADUS 2021</b>		
		Ühendkuningriigis kehtivatele nõuetele vastavuse hindamist tõendav märgis
<b>SWISSMEDICU EESKIRJAD</b>		
		Volitatud esindaja Šveitsis