























































REFERENTNI BROJ	SIMBOL	TEKST OBJAŠNENJA/NAZIV SIMBOLA
NEMA STANDARDNE REFERENCE/NIJE UNIVERZALNO PREPOZNAT ILI STANDARDIZIRAN SIMBOL		
		Odgovorna osoba za Ujedinjeno Kraljevstvo
		Količina
		Uređaj ne sadrži niti nema tragove prirodnog lateksa
		Povratne informacije kupce
		Pročitajte popratne dokumente za važne informacije povezane sa sigurnošću
		Nazivna zaštita pacijenata tipa CF
		Sadržava CMR tvar kobalt
		Sadrži CMR tvar, olovo
		Sadrži nikal
		Sadrži dioktiltin bis(2-etilheksil merkptoacetat)
ISO 15223-1 – MEDICINSKI PROIZVODI – SIMBOLI ZA UPOTREBU U OZNAČAVANJU MEDICINSKIH PROIZVODA I INFORMACIJAMA UZ MEDICINSKE PROIZVODE		
5.1.1		Proizvođač

REFERENTNI BROJ	SIMBOL	TEKST OBJAŠNENJA/NAZIV SIMBOLA
5.1.2		Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici / Europskoj uniji
5.1.3		Datum proizvodnje
5.1.4		Rok valjanosti
5.1.5		Broj serije
5.1.6		Kataloški broj
5.1.7		Serijski broj
5.1.8		Uvoznik
5.1.9		Distributer
5.1.11		Država proizvodnje – Meksiko
5.1.11		Država proizvodnje – Sjedinjene Američke Države
5.2.3		Sterilizirano etilen-oksidom
5.2.3/5.2.11		Sterilizirano etilen-oksidom/Sustav jednostruke sterilne barijere

REFERENTNI BROJ	SIMBOL	TEKST OBJAŠNJENJA/NAZIV SIMBOLA
5.2.3/5.2.14		Sterilizirano etilen-oksidom/Sustav jednostruke sterilne barijere s vanjskom zaštitnom ambalažom
5.2.4		Sterilizirano zračenjem
5.2.4/5.2.11		Sterilizirano zračenjem/Sustav jednostruke sterilne barijere
5.2.6		Nemojte ponovno sterilizirati
5.2.7		Nesterilan
5.2.8		Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno i pogledajte Upute za upotrebu
5.2.11		Sustav jednostruke sterilne barijere
5.2.14		Sustav jednostruke sterilne barijere s vanjskom zaštitnom ambalažom
5.3.2		Ne ostavljajte na suncu
5.3.4		Čuvajte na suhom
5.3.6		Gornja temperaturna granica

REFERENTNI BROJ	SIMBOL	TEKST OBJAŠNJENJA/NAZIV SIMBOLA
5.3.7		Granica temperature
5.4.2		Nemojte ponovno koristiti
5.4.3	 www.medcomp.net	Pogledajte Upute za upotrebu ili pogledajte elektroničke Upute za upotrebu
5.4.4		Oprez
5.4.7		Sadrži ljekovitu tvar
5.4.8		Sadrži biološki materijal životinjskog porijekla
5.4.10		Sadrži opasne tvari
5.6.3		Nepirogeno
5.7.3		Identifikacija pacijenta
5.7.4		Web-mjesto s informacijama za pacijenta
5.7.5		Centar za zdravstvenu skrb ili liječnik

REFERENTNI BROJ	SIMBOL	TEKST OBJAŠNJENJA/NAZIV SIMBOLA
5.7.6		Datum
5.7.7		Medicinski proizvod
5.7.10		Jedinstveni identifikator uređaja
BS EN 15986 – SIMBOL ZA UPOTREBU U OZNAČAVANJU MEDICINSKIH PROIZVODA, ZAHTJEVI ZA OZNAČAVANJE MEDICINSKIH PROIZVODA KOJI SADRŽE FTALATE		
A.2		Sadrži ftalat: DEHP
SMJERNICE FDA-E O UPOTREBU SIMBOLA U OZNAČAVANJU (CFR 801)		
	Rx Only	Opres: savezni zakon ograničava prodaju ovog proizvoda na ovlaštenog zdravstvenog djelatnika ili po njegovom nalogu.
ASTM F2503 – STANDARDNA PRAKSA ZA OZNAČAVANJE MEDICINSKIH PROIZVODA I DRUGIH PREDMETA ZA SIGURNOST U OKRUŽENJU MAGNETSKE REZONANCIJE		
		Sigurno za snimanje magnetskom rezonancijom
		Može se koristiti prilikom snimanja magnetskom rezonancijom pod određenim uvjetima
		Nije sigurno za snimanje magnetskom rezonancijom
		Može se koristiti prilikom snimanja magnetskom rezonancijom pod određenim uvjetima – 3,0 T
		Može se koristiti prilikom snimanja magnetskom rezonancijom pod određenim uvjetima – 1,5, 3,0 T

REFERENTNI BROJ	SIMBOL	TEKST OBJAŠNJENJA/NAZIV SIMBOLA
ISO 7000 – GRAFIČKI SIMBOLI ZA UPOTREBU NA OPREMI REGISTRIRANI SIMBOLI		
3079		Otvori ovdje
MDD 93/42/EEZ, MDR 2017/745, UREDBA (EZ) 765/2008		
		Oznaka sukladnosti CE
ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM PROIZVODIMA 2021		
		Ocjena sukladnosti UK-a
PROPISI TIJELA SWISSMEDIC		
		Ovlašteni predstavnik u Švicarskoj