























































| NUMERO DI RIFERIMENTO  | SIMBOLO   | TESTO ESPLICATIVO/NOME DEL SIMBOLO   |
|--|---|--|
| <b>RIFERIMENTO NON STANDARD/SIMBOLO NON UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTO O STANDARD</b>   |   |  |
|  |    | Responsabile per il Regno Unito  |
|  |    | Quantità   |
|  |    | Il dispositivo non contiene, né è presente lattice di gomma naturale               |
|  |    | Feedback dei clienti   |
|  |   | Leggere i documenti di accompagnamento per importanti informazioni sulla sicurezza |
|  |  | Protezione dei pazienti in caso di utilizzo di apparecchiature di tipo CF          |
|  |  | Contiene una sostanza CMR (cobalto)  |
|  |  | Contiene una sostanza CMR, piombo  |
|  |  | Contiene nichel  |
|  |  | Contiene diottilstagno bis(2-etilesil mercaptoacetato)                             |
| <b>ISO 15223-1 - DISPOSITIVI MEDICI - SIMBOLI DA USARE SULLE ETICHETTE DEI DISPOSITIVI MEDICI, ETICHETTE E INFORMAZIONI DA FORNIRE</b> |   |  |
| 5.1.1  |  | Produttore   |

| NUMERO DI RIFERIMENTO | SIMBOLO   | TESTO ESPLICATIVO/NOME DEL SIMBOLO                                    |
|-----------------------|---|---|
| 5.1.2                 |    | Rappresentante autorizzato nella Comunità europea/nell'Unione europea |
| 5.1.3                 |    | Data di produzione  |
| 5.1.4                 |    | Data di scadenza  |
| 5.1.5                 |    | Codice lotto  |
| 5.1.6                 |    | Numero di catalogo  |
| 5.1.7                 |   | Numero di serie   |
| 5.1.8                 |  | Importatore   |
| 5.1.9                 |  | Distributore  |
| 5.1.11                |  | Paese di produzione - Messico   |
| 5.1.11                |  | Paese di produzione - Stati Uniti d'America                           |
| 5.2.3                 |  | Sterilizzato con ossido di etilene                                    |
| 5.2.3/5.2.11          |  | Sterilizzato con ossido di etilene/Sistema a barriera singola sterile |

| NUMERO DI RIFERIMENTO | SIMBOLO   | TESTO ESPLICATIVO/NOME DEL SIMBOLO   |
|-----------------------|---|--|
| 5.2.3/5.2.14          |    | Sterilizzato con ossido di etilene/Sistema a barriera singola sterile con imballaggio protettivo esterno |
| 5.2.4                 |    | Sterilizzato per irraggiamento   |
| 5.2.4/5.2.11          |    | Sterilizzato per irraggiamento/Sistema a barriera singola sterile  |
| 5.2.6                 |    | Non risterilizzare   |
| 5.2.7                 |   | Non sterile  |
| 5.2.8                 |  | Consultare le Istruzioni per l'uso e non usare se la confezione è danneggiata                            |
| 5.2.11                |  | Sistema a barriera singola sterile   |
| 5.2.14                |  | Sistema a barriera singola sterile con imballaggio protettivo esterno                                    |
| 5.3.2                 |  | Tenere al riparo dalla luce solare   |
| 5.3.4                 |  | Conservare all'asciutto  |
| 5.3.6                 |  | Temperatura massima  |

| NUMERO DI RIFERIMENTO | SIMBOLO   | TESTO ESPLICATIVO/NOME DEL SIMBOLO   |
|-----------------------|---|--|
| 5.3.7                 |    | Limite di temperatura  |
| 5.4.2                 |    | Non riutilizzare   |
| 5.4.3                 | <br><a href="http://www.medcomp.net">www.medcomp.net</a> | Consultare le Istruzioni per l'uso o consultare le Istruzioni elettroniche per l'uso |
| 5.4.4                 |    | Attenzione   |
| 5.4.7                 |   | Contiene una sostanza medicinale   |
| 5.4.8                 |    | Contiene materiale biologico di origine animale                                      |
| 5.4.10                |    | Contiene sostanze pericolose   |
| 5.6.3                 |    | Apyrogeno  |
| 5.7.3                 |    | Identificazione del paziente   |
| 5.7.4                 |    | Sito web di informazione per i pazienti  |
| 5.7.5                 |    | Centro di assistenza sanitaria o medico  |

| NUMERO DI RIFERIMENTO   | SIMBOLO   | TESTO ESPLICATIVO/NOME DEL SIMBOLO   |
|---|---|--|
| 5.7.6   |    | Data   |
| 5.7.7   |    | Dispositivo medico   |
| 5.7.10  |    | Identificativo univoco del dispositivo   |
| <b>BS EN 15986 - SIMBOLO PER L'USO NELL'ETICHETTATURA DEI DISPOSITIVI MEDICI, REQUISITI PER L'ETICHETTATURA DEI DISPOSITIVI MEDICI CONTENENTI FTALATI</b> |   |  |
| A.2   |    | Contiene ftalato: DEHP   |
| <b>LINEE GUIDA DELLA FDA SULL'UTILIZZO DEI SIMBOLI NELL'ETICHETTATURA (CFR 801)</b>   |   |  |
|   | <b>Rx Only</b>  | Attenzione: La legge limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un operatore sanitario autorizzato. |
| <b>ASTM F2503 - PRATICA STANDARD PER LA MARCATURA DI DISPOSITIVI MEDICI E ALTRI ARTICOLI PER LA SICUREZZA IN AMBIENTE DI RISONANZA MAGNETICA</b>          |   |  |
|   |  | Sicuro per RM  |
|   |  | A compatibilità MR condizionata  |
|   |  | RM non sicuro  |
|   |  | A compatibilità MR condizionata - 3,0 Tesla  |
|   |  | A compatibilità MR condizionata - 1,5, 3,0 Tesla   |

| NUMERO DI RIFERIMENTO   | SIMBOLO  | TESTO ESPLICATIVO/NOME DEL SIMBOLO     |
|---|--|--|
| <b>ISO 7000 - SIMBOLI GRAFICI DA UTILIZZARE SULL'APPARECCHIATURA SIMBOLI REGISTRATI</b> |  |  |
| 3079  |   | Aprire qui                             |
| <b>MDD 93/42/CEE, MDR 2017/745, REGOLAMENTO (CE) 765/2008</b>                           |  |  |
|   |   | Marchio di conformità CE               |
| <b>LEGGE SUI FARMACI E SUI DISPOSITIVI MEDICI 2021</b>                                  |  |  |
|   |   | Valutata conformità per UK             |
| <b>REGOLAMENTO DI SWISSMEDIC</b>  |  |  |
|   |  | Rappresentante autorizzato in Svizzera |