

















































NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DEL SÍMBOLO
<b>NINGUNA REFERENCIA ESTÁNDAR/NO ES UN SÍMBOLO UNIVERSALMENTE RECONOCIDO O ESTÁNDAR</b>		
		Persona responsable en el Reino Unido
		Cantidad
		El dispositivo no contiene ni existe presencia de caucho de látex natural
		Comentarios de clientes
		Lea la documentación incluida para consultar información importante relacionada con la seguridad
		Protección de pacientes tipo CF nominal
		Contém a substância CMR, Cobalto
		Contiene la sustancia CMR, plomo
		Contiene níquel
		Contiene dioctyltin bis(2-etilhexil mercaptoacetato)
<b>ISO 15223-1 - DISPOSITIVOS MÉDICOS. SÍMBOLOS A UTILIZAR EN LAS ETIQUETAS DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, EN EL ETIQUETADO Y EN LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR</b>		
5.1.1		Fabricante

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DEL SÍMBOLO
5.1.2		Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia
5.1.3		Fecha de fabricación
5.1.4		Fecha de vencimiento
5.1.5		Código de lote
5.1.6		Número de catálogo
5.1.7		Número de serie
5.1.8		Importador
5.1.9		Distribuidor
5.1.11		País de fabricación: México
5.1.11		País de fabricación: Estados Unidos de América
5.2.3		Esterilizado con óxido de etileno
5.2.3/5.2.11		Esterilizado con óxido de etileno/Sistema de barrera de esterilización simple

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DEL SÍMBOLO
5.2.3/5.2.14		Esterilizado con óxido de etileno/Sistema de barrera estéril individual con embalaje de protección en el exterior
5.2.4		Esterilizado con radiación
5.2.4/5.2.11		Esterilizado con radiación/Sistema de barrera de esterilización simple
5.2.6		No volver a esterilizar
5.2.7		No estéril
5.2.8		No lo utilice si el embalaje presenta daños y consulte las instrucciones de uso
5.2.11		Sistema de barrera de esterilización simple
5.2.14		Sistema de barrera estéril individual con embalaje de protección en el exterior
5.3.2		Mantener alejado de la luz solar
5.3.4		Mantener seco
5.3.6		Límite superior de temperatura

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DEL SÍMBOLO
5.3.7		Límite de temperatura
5.4.2		No reutilizar
5.4.3	 <a href="http://www.medcomp.net">www.medcomp.net</a>	Consulte las instrucciones de uso o consulte las instrucciones electrónicas de uso
5.4.4		Precaución
5.4.7		Contiene una sustancia medicinal
5.4.8		Contiene material biológico de origen animal
5.4.10		Contiene sustancias peligrosas
5.6.3		No pirogénico
5.7.3		Identificación del paciente
5.7.4		Sitio web de información del paciente
5.7.5		Centro de atención médica o médico

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DEL SÍMBOLO
5.7.6		Fecha
5.7.7		Dispositivo médico
5.7.10		Identificador de dispositivo único
<b>BS EN 15986 - SÍMBOLO A UTILIZAR EN EL ETIQUETADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, REQUISITOS DEL ETIQUETADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE CONTIENEN FTALATOS</b>		
A.2		Contiene ftalato: DEHP
<b>USO DE SÍMBOLOS EN LAS ETIQUETAS SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LA FDA (CFR 801)</b>		
		Precaución: La legislación federal restringe la venta de este dispositivo a profesionales sanitarios o con prescripción médica.
<b>ASTM F2503 - PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA MARCAR DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN UN ENTORNO DE RESONANCIA MAGNÉTICA</b>		
		Seguro para resonancia magnética
		Condicionamiento de la resonancia magnética
		Seguro para resonancia magnética
		Condicionamiento de la resonancia magnética: 3 teslas
		Condicionamiento de la resonancia magnética: 1,5, 3 teslas

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DEL SÍMBOLO
<b>ISO 7000 - SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA USO EN EQUIPOS SÍMBOLOS REGISTRADOS</b>		
3079		Abrir aquí
<b>MDD 93/42/EEC, MDR 2017/745, REGULACIÓN (EC) 765/2008</b>		
		Marcado CE de conformidad
<b>LEY DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE 2021</b>		
		Conformidad con las normas del Reino Unido
<b>REGLAMENTACIONES DE SWISSMEDIC</b>		
		Representante autorizado en Suiza