























































ATSAUCES NUMURS	SIMBOLS	PASKAIDROJOŠS TEKSTS/SIMBOLA NOSAUKUMS
NAV STANDARTA ATSAUČU/NAV VISPĀRĒJI ATZĪTS VAI STANDARTIZĒTS SIMBOLS		
		Atbildīgā persona Apvienotajā Karalistē
		Daudzums
		Ierīce nesatur dabisko lateksa gumiju vai tās klātbūtni
		Klientu atsauksmes
		Izlasiet pavaddokumentus, lai iegūtu svarīgu informāciju par drošību
		Klasificēta CF tipa pacienta aizsardzība
		Satur CMR vielu kobaltu
		Satur CMR vielu svinu
		Niķeļa saturs
		Satur dioktilīna bis(2-etilheksilmerkaptacetātu)
ISO 15223-1 - MEDICĪNISKĀS IERĪCES - MEDICĪNISKO IERĪČU ETIĶETĒS, MARĶĒJUMĀ UN SNIEDZAMĀJĀ INFORMĀCIJĀ LIETOJAMIE SIMBOLI		
5.1.1		Ražotājs

ATSAUCES NUMURS	SIMBOLS	PASKAIDROJOŠS TEKSTS/SIMBOLA NOSAUKUMS
5.1.2		Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / Eiropas Savienībā
5.1.3		Izgatavošanas datums
5.1.4		Izmantot līdz
5.1.5		Partijas kods
5.1.6		Kataloga numurs
5.1.7		Sērijas numurs
5.1.8		Importētājs
5.1.9		Izplatītājs
5.1.11		Ražotājvalsts - Meksika
5.1.11		Ražotājvalsts - Amerikas Savienotās Valstis
5.2.3		Sterilizēts, izmantojot etilēnoksīdu
5.2.3/5.2.11		Sterilizēts, izmantojot etilēnoksīdu/Vienas sterilas barjeras sistēma

ATSAUCES NUMURS	SIMBOLS	PASKAIDROJOŠS TEKSTS/SIMBOLA NOSAUKUMS
5.2.3/5.2.14		Sterilizēts, izmantojot etilēnoksīdu/Vienas sterilās barjeras sistēma ārējā aizsargiepakojumā
5.2.4		Sterilizēts apstarojot
5.2.4/5.2.11		Sterilizēts apstarojot/Vienas sterilas barjeras sistēma
5.2.6		Atkārtoti nesterilizēt
5.2.7		Nesterils
5.2.8		Ja iepakojums ir bojāts, neizmantot un izlasīt lietošanas instrukciju
5.2.11		Vienas sterilas barjeras sistēma
5.2.14		Vienas sterilās barjeras sistēma ārējā aizsargiepakojumā
5.3.2		Sargāt no saules gaismas
5.3.4		Sargāt no mitruma
5.3.6		Temperatūras augšējā robeža

ATSAUCES NUMURS	SIMBOLS	PASKAIDROJOŠS TEKSTS/SIMBOLA NOSAUKUMS
5.3.7		Temperatūras ierobežojums
5.4.2		Neizmantot atkārtoti
5.4.3		Izlasiet lietošanas instrukciju vai izlasiet elektronisko lietošanas instrukciju
5.4.4		Uzmanību
5.4.7		Satur ārstniecisku vielu
5.4.8		Satur dzīvnieku izcelsmes bioloģisko materiālu
5.4.10		Satur bīstamas vielas
5.6.3		Nav pirogēns
5.7.3		Pacienta identifikācija
5.7.4		Pacienta informācijas tīmekļa vietne
5.7.5		Veselības aprūpes centrs vai ārsts

ATSAUCES NUMURS	SIMBOLS	PASKAIDROJOŠS TEKSTS/SIMBOLA NOSAUKUMS
5.7.6		Datums
5.7.7		Medicīniskis ierīce
5.7.10		Unikāls ierīces identifikators
BS EN 15986 - SIMBOLS, KO LIETO MEDICĪNISKO IERĪČU MARĶĒJUMĀ, PRASĪBAS FTALĀTUS SATUROŠU MEDICĪNISKO IERĪČU MARĶĒJUMAM		
A.2		Satur ftalātu: DEHP
FDA (ASV PĀRTIKAS UN ZĀĻU PĀRVALDE) NORĀDĪJUMI SIMBOLU IZMANTOŠANA MARĶĒJUMĀ (CFR 801)		
	Rx Only	Uzmanību: Federālie tiesību akti ierobežo šīs ierīces pārdošanu, to drīkst veikt tikai licencēts veselības aprūpes speciālists vai pēc viņa norādījuma.
ASTM F2503 - MEDICĪNISKO IERĪČU UN CITU PRIEKŠMETU MARĶĒŠANAS STANDARTA PRAKSE DROŠĪBAI MAGNĒTISKĀS REZONANSES VIDĒ		
		Drošs MR
		Lietošanai ar MR
		Lietošanai ar MR - nav drošs
		Lietošanai ar MR - 3,0 Teslas
		Lietošanai ar MR - 1,5, 3,0 Teslas

ATSAUCES NUMURS	SIMBOLS	PASKAIDROJOŠS TEKSTS/SIMBOLA NOSAUKUMS
ISO 7000 - GRAFISKIE SIMBOLI IZMANTOŠANAI UZ IEKĀRTĀM REĢISTRĒTIE SIMBOLI		
3079		Atvērt šeit
MDD 93/42/EEC, MDR 2017/745, REGULA (EK) 765/2008		
		CE atbilstības marķējums
ZĀĻU UN MEDICĪNAS IEKĀRTU LIKUMS, 2021.		
		Atbilstība lietošanai AK ir izvērtēta
SWISSMEDIC NOTEIKUMI		
		Pilnvarotais pārstāvis Šveicē