
























































RERERENTIE-NUMMER	SYMBOOL	VERKLARENDE TEKST/SYMBOOLTITEL
<b>GEEN STANDAARDREFERENTIE/GEEN UNIVERSEEL ERKEND OF STANDAARDSYMBOL</b>		
		Verenigd Koninkrijk Verantwoordelijke
		Kwantiteit
		Het apparaat bevat geen natuurlijk latexrubber
		Klantenfeedback
		Lees de begeleidende documenten voor belangrijke aan de veiligheid gerelateerde informatie
		Beoordeeld type CF-patiëntenbescherming
		Bevat de CMR-stof, kobalt
		Bevat de CMR-stof Lood
		Bevat nikkel
		Bevat dioctyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetaat)
<b>ISO 15223-1 - MEDISCHE HULPMIDDELEN - SYMBOLEN VOOR HET GEBRUIK OP LABELS VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN, ETIKETTERING EN INFORMATIEVOORZIENING</b>		
5.1.1		Fabrikant

RERERENTIE-NUMMER	SYMBOOL	VERKLARENDE TEKST/SYMBOOLTITEL
5.1.2		Erkende vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie
5.1.3		Productiedatum
5.1.4		Uiterste gebruiksdatum
5.1.5		Lotcode
5.1.6		Catalogusnummer
5.1.7		Serienummer
5.1.8		Importeur
5.1.9		Distributeur
5.1.11		Land van productie - Mexico
5.1.11		Land van productie - Verenigde Staten van Amerika
5.2.3		Gesteriliseerd met ethyleenoxide
5.2.3/5.2.11		Gesteriliseerd met ethyleenoxide/Alleenstaand steriel barrièresysteem

REFERENTIE-NUMMER	SYMBOOL	VERKLARENDE TEKST/SYMBOOLTITEL
5.2.3/5.2.14		Gesteriliseerd met ethyleenoxide/Enkelvoudig steriel barrièresysteem met vanbuiten beschermende verpakking
5.2.4		Gesteriliseerd door middel van irradiatie
5.2.4/5.2.11		Gesteriliseerd door middel van irradiatie/Alleenstaand steriel barrièresysteem
5.2.6		Niet opnieuw steriliseren
5.2.7		Niet-steriel
5.2.8		Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en raadpleeg de gebruiksinstructies
5.2.11		Alleenstaand steriel barrièresysteem
5.2.14		Enkelvoudig steriel barrièresysteem met vanbuiten beschermende verpakking
5.3.2		Uit zonlicht houden
5.3.4		Droog houden
5.3.6		Bovenlimiet voor temperatuur

REFERENTIE-NUMMER	SYMBOOL	VERKLARENDE TEKST/SYMBOLTITEL
5.3.7		Temperatuurlimiet
5.4.2		Niet hergebruiken
5.4.3	 <a href="http://www.medcomp.net">www.medcomp.net</a>	Raadpleeg de gebruiksinstructies of raadpleeg de elektronische gebruiksinstructies
5.4.4		Opgelet
5.4.7		Bevat een medicinale substantie
5.4.8		Bevat biologisch materiaal van dierlijke oorsprong
5.4.10		Bevat gevaarlijke stoffen
5.6.3		Niet-pyrogeen
5.7.3		Patiëntidentificatie
5.7.4		Website met informatie voor de patiënt
5.7.5		Gezondheidszorgcentrum of arts

REFERENTIE-NUMMER	SYMBOOL	VERKLARENDE TEKST/SYMBOOLTITEL
5.7.6		Datum
5.7.7		Medisch product
5.7.10		Unieke identificatiecode van het apparaat
<b>BS EN 15986 - SYMBOOL VOOR HET GEBRUIK IN DE ETIKETTERING VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN, EISEN VOOR HET ETIKETTEREN VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN DIE FTALATEN BEVATTEN</b>		
A.2		Bevat ftalaat: DEHP
<b>FDA-RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SYMBOLEN BIJ ETIKETTERING (CFR 801)</b>		
		Let op: Volgens de federale wetgeving mag dit hulpmiddel alleen worden verkocht door of op voorschrift van een bevoegd arts.
<b>ASTM F2503 - STANDAARDPRAKTIJK VOOR HET MARKEREN VAN MEDISCHE HULP MIDDELEN EN ANDERE ITEMS VOOR VEILIGHEID IN DE MAGNETISCHE RESONANTIEOMGEVING</b>		
		MR-veilig
		MR onder voorbehoud
		Niet veilig voor MR
		MR onder voorbehoud - 3,0 Tesla
		MR onder voorbehoud - 1,5, 3,0 Tesla

RERERENTIE- NUMMER	SYMBOOL	VERKLARENDE TEKST/SYMBOOLTITEL
<b>ISO 7000 - GRAFISCHE SYMBOLEN VOOR GEBRUIK OP APPARATUUR GEREgistREERDE SYMBOLEN</b>		
3079		Hier openen
<b>MDD 93/42/EEG, MDR 2017/745, VERORDENING (EG) 765/2008</b>		
		CE-conformiteitsmarkering
<b>WET GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN 2021</b>		
		Conform Brits keurmerk
<b>SWISSMEDIC WETTELIJKE BEPALINGEN</b>		
		Gevolmachtigd Vertegenwoordiger in Zwitserland