























































NUMER REFERENCYJNY	SYMBOL	TEKST WYJAŚNIENIA/TYTUŁ SYMBOLU
BRAK ODNIESIENIA DO NORMY/NIE JEST POWSZECHNIE ROZPOZNAWALNY ANI STANDARYZOWANY SYMBOL		
		Osoba odpowiedzialna w Wielkiej Brytanii
		Ilość
		Wyrób nie zawiera naturalnej gumy lateksowej
		Opinie klientów
		Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w dołączonej dokumentacji
		Znamionowa ochrona pacjenta typu CF
		Zawiera substancję CMR, kobalt
		Zawiera substancję CMR, ołów
		Zawiera nikiel
		Zawiera bis(merkaptooctan 2-etyloheksylu) dioktylocyny
ISO 15223-1 – WYROBY MEDYCZNE – SYMBOLE DO STOSOWANIA W ETYKIETACH WYROBÓW MEDYCZNYCH, OZNAKOWANIU I INFORMACJACH, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ		
5.1.1		Producent

NUMER REFERENCYJNY	SYMBOL	TEKST WYJAŚNIENIA/TYTUŁ SYMBOLU
5.1.2		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej / Unii Europejskiej
5.1.3		Data produkcji
5.1.4		Termin ważności
5.1.5		Numer serii
5.1.6		Numer katalogowy
5.1.7		Numer seryjny
5.1.8		Importer
5.1.9		Dystrybutor
5.1.11		Kraj produkcji – Meksyk
5.1.11		Kraj produkcji – USA
5.2.3		Produkt wyjałowiony tlenkiem etylenu
5.2.3/5.2.11		Produkt wyjałowiony tlenkiem etylenu/System pojedynczej bariery jałowej

NUMER REFERENCYJNY	SYMBOL	TEKST WYJAŚNIENIA/TYTUŁ SYMBOLU
5.2.3/5.2.14		Produkt wyjałowiony tlenkiem etylenu/System z pojedynczą barierą sterylną, z opakowaniem ochronnym na zewnątrz
5.2.4		Wysterylizowano za pomocą promieniowania
5.2.4/5.2.11		Wysterylizowano za pomocą promieniowania/System pojedynczej bariery jałowej
5.2.6		Nie wyjaławiać ponownie
5.2.7		Niesterylny
5.2.8		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone, i zapoznać się z instrukcją użycia
5.2.11		System pojedynczej bariery jałowej
5.2.14		System z pojedynczą barierą sterylną, z opakowaniem ochronnym na zewnątrz
5.3.2		Chronić przed nasłonecznieniem
5.3.4		Chronić przed wilgocią
5.3.6		Górna granica temperatury

NUMER REFERENCYJNY	SYMBOL	TEKST WYJAŚNIENIA/TYTUŁ SYMBOLU
5.3.7		Granica temperatury
5.4.2		Nie używać ponownie
5.4.3	 www.medcomp.net	Patrz instrukcja użycia lub elektroniczna instrukcja użycia
5.4.4		Przeostoga
5.4.7		Zawiera substancję medyczną
5.4.8		Zawiera materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego
5.4.10		Zawiera substancje niebezpieczne
5.6.3		Produkt niepirogenny
5.7.3		Dane identyfikacyjne pacjenta
5.7.4		Strona internetowa z informacjami dla pacjentów
5.7.5		Centrum opieki zdrowotnej lub lekarz

NUMER REFERENCYJNY	SYMBOL	TEKST WYJAŚNIENIA/TYTUŁ SYMBOLU
5.7.6		Data
5.7.7		Wyrób medyczny
5.7.10		Unikatowy identyfikator wyrobu
BS EN 15986 – SYMBOL DO STOSOWANIA PRZY OZNAKOWANIU WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYMOGI DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH FTALANY		
A.2		Zawiera ftalan: DEHP
WYTYCZNE FDA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SYMBOLI NA OZNAKOWANIU (CFR 801)		
	Rx Only	Przeostroga: Zgodnie z prawem federalnym ten wyrób może być sprzedawany wyłącznie lekarzom lub na ich zamówienie.
ASTM F2503 – STANDARDOWA PRAKTYKA OZNACZANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH I INNYCH ELEMENTÓW DLA BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU REZONANSU MAGNETYCZNEGO		
		Bezpieczny w środowisku MR
		Warunkowo dopuszczony do stosowania w środowisku MR
		Niebezpieczny w środowisku MR
		Warunkowo dopuszczony do stosowania w środowisku MR – 3,0 T
		Warunkowo dopuszczony do stosowania w środowisku MR – 1,5; 3,0 T

NUMER REFERENCYJNY	SYMBOL	TEKST WYJAŚNIENIA/TYTUŁ SYMBOLU
ISO 7000 – SYMBOLE GRAFICZNE DO STOSOWANIA W ZAREJESTROWANYCH SYMBOLI SPRZĘTU		
3079		Otwórz tutaj
MDD 93/42/EWG, MDR 2017/745, ROZPORZĄDZENIE (WE) 765/2008		
		Znak zgodności CE
USTAWA O LEKACH I WYROBACH MEDYCZNYCH 2021		
		Oceniono zgodność w Wielkiej Brytanii
PRZEPISY SWISSMEDIC		
		Upoważniony przedstawiciel w Szwajcarii