
























































NÚMERO DE REFERÊNCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DO SÍMBOLO
NENHUMA REFERÊNCIA PADRÃO/NÃO É UM SÍMBOLO UNIVERSALMENTE RECONHECIDO NEM PADRONIZADO		
		Pessoa Responsável no Reino Unido
		Quantidade
		O dispositivo não contém nem apresenta vestígios de borracha de latex natural
		Opinião do Cliente
		Ler os Documentos Complementares para obter informações importantes relacionadas com a segurança
		Proteção do doente com classificação de tipo CF
		Contém a substância CMR cobalto
		Contém a Substância CMR, Chumbo
		Contém Níquel
		Contém dioctil-estanho bis(2-etilhexil mercaptoacetato)
ISO 15223-1 - DISPOSITIVOS MÉDICOS - SÍMBOLOS A UTILIZAR NOS RÓTULOS, ROTULAGEM E INFORMAÇÃO A FORNECER COM OS DISPOSITIVOS MÉDICOS		
5.1.1		Fabricante

NÚMERO DE REFERÊNCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DO SÍMBOLO
5.1.2		Representante Autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia
5.1.3		Data de Fabrico
5.1.4		Prazo de Validade
5.1.5		Código do Lote
5.1.6		Referência
5.1.7		Número de Série
5.1.8		Importador
5.1.9		Distribuidor
5.1.11		País de Fabrico – México
5.1.11		País de Fabrico – Estados Unidos da América
5.2.3		Esterilizado com Óxido de Etileno
5.2.3/5.2.11		Esterilizado com Óxido de Etileno/Sistema de barreira estéril simples

NÚMERO DE REFERÊNCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DO SÍMBOLO
5.2.3/5.2.14		Esterilizado com Óxido de Etileno/Sistema de barreira estéril simples com embalagem de proteção exterior
5.2.4		Esterilizado por Irradiação
5.2.4/5.2.11		Esterilizado por Irradiação/Sistema de barreira estéril simples
5.2.6		Não Reesterilizar
5.2.7		Não estéril
5.2.8		Não Utilizar Se a Embalagem Estiver Danificada e Consultar as Instruções de Utilização
5.2.11		Sistema de barreira estéril simples
5.2.14		Sistema de barreira estéril simples com embalagem de proteção exterior
5.3.2		Proteger da Luz Solar
5.3.4		Manter Seco
5.3.6		Limite Máximo de Temperatura

NÚMERO DE REFERÊNCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DO SÍMBOLO
5.3.7		Limite de Temperatura
5.4.2		Não Reutilizar
5.4.3	 www.medcomp.net	Consultar as Instruções de Utilização ou Consultar as Instruções Eletrônicas de Utilização
5.4.4		Atenção
5.4.7		Contém uma substância medicamentosa
5.4.8		Contém material biológico de origem animal
5.4.10		Contém substâncias perigosas
5.6.3		Apirogénico
5.7.3		Informação do Doente
5.7.4		Website de Informações para o Doente
5.7.5		Médico ou Centro de Saúde

NÚMERO DE REFERÊNCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DO SÍMBOLO
5.7.6		Data
5.7.7		Dispositivo Médico
5.7.10		Identificação Única do Dispositivo
BS EN 15986 - SÍMBOLO A UTILIZAR NA ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, REQUISITOS PARA ROTULAGEM DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE CONTÊM FTALATOS		
A.2		Contém Ftalato: DEHP
ORIENTAÇÃO DA FDA PARA UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS NA ROTULAGEM (CFR 801)		
	Rx Only	Atenção: A Lei Federal limita a venda deste dispositivo por um profissional de saúde licenciado ou por ordem do mesmo.
ASTM F2503 - PRÁTICA PADRÃO PARA MARCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E DE OUTROS ARTIGOS QUANTO A SEGURANÇA NO AMBIENTE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA		
		Seguro para RM
		Condicional para RM
		RM Não Segura
		Condicional para RM – 3,0 Tesla
		Condicional para RM – 1,5, 3,0 Tesla

NÚMERO DE REFERÊNCIA	SÍMBOLO	TEXTO EXPLICATIVO/TÍTULO DO SÍMBOLO
ISO 7000 - SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO SÍMBOLOS REGISTRADOS		
3079		Abrir aqui
MDD 93/42/EEC, MDR 2017/745, REGULAMENTO (EC) 765/2008		
		Marcação CE de Conformidade
LEI DOS MEDICAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS DE 2021		
		Avaliação de conformidade RU
SWISSMEDIC REGULATIONS		
		Autoridade representativa na Suíça