















































ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	Символ	ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ/НАЗВАНИЕ СИМВОЛА
СТАНДАРТНАЯ ССЫЛКА ОТСУТСТВУЕТ/ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕПРИНЯТЫМ ИЛИ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ СИМВОЛОМ		
		Ответственное лицо в Великобритании
		Количество
		Изделие не содержит и не имеет в составе натуральный каучуковый латекс
		Обратная связь для покупателя
		Важная информация по безопасности содержится в сопровождающих документах
		Защита пациента класса CF
		Содержит канцерогенное, мутагенное, репротоксичное вещество — кобальт
		Содержит вещество CMR, свинец
		Содержит никель
		Содержит бис(2-этилгексилмеркаптоацетат) диоктилолова
ISO 15223-1 - ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ - СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, НА ЭТИКЕТКАХ И В СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		
5.1.1		Производитель


ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	Символ	ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ/НАЗВАНИЕ СИМВОЛА
5.1.2		Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе / Европейском союзе
5.1.3		Дата производства
5.1.4		Срок годности
5.1.5		Код серии
5.1.6		Номер по каталогу
5.1.7		Серийный номер
5.1.8		Импортер
5.1.9		Дистрибьютор
5.1.11		Страна производства - Мексика
5.1.11		Страна производства - Соединенные Штаты Америки
5.2.3		Стерилизовано этиленоксидом
5.2.3/5.2.11		Стерилизовано этиленоксидом/Одна барьерная система для стерилизации

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	Символ	ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ/НАЗВАНИЕ СИМВОЛА
5.2.3/5.2.14		Стерилизовано этиленоксидом/Одноразовая стерильная барьерная система в защитной упаковке
5.2.4		Стерилизовано радиацией
5.2.4/5.2.11		Стерилизовано радиацией/Одна барьерная система для стерилизации
5.2.6		Не стерилизовать повторно
5.2.7		Нестерильный
5.2.8		Не использовать при повреждении упаковки и см. инструкцию по применению
5.2.11		Одна барьерная система для стерилизации
5.2.14		Одноразовая стерильная барьерная система в защитной упаковке
5.3.2		Избегать попадания солнечных лучей
5.3.4		Хранить в сухом месте
5.3.6		Верхний предел температуры

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	Символ	ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ/НАЗВАНИЕ СИМВОЛА
5.3.7		Предел температуры
5.4.2		Не использовать повторно
5.4.3	 www.medcomp.net	См. инструкцию по применению или электронную версию инструкции по применению
5.4.4		Осторожно
5.4.7		Содержит лекарственное вещество
5.4.8		Содержит биологические материалы животного происхождения
5.4.10		Содержит опасные вещества
5.6.3		Апирогенно
5.7.3		Идентификатор пациента
5.7.4		Веб-сайт с информацией для пациента
5.7.5		Медицинское учреждение или врач

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	Символ	ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ/НАЗВАНИЕ СИМВОЛА
5.7.6		Дата
5.7.7		Медицинское изделие
5.7.10		Уникальный идентификатор изделия






BS EN 15986 - СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАРКИРОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ФТАЛАТЫ

A.2		Содержание фталатов: ДЭГФ
-----	---	---------------------------

РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИМВОЛОВ В МАРКИРОВКЕ (CFR 801)

	Rx Only	Внимание! Федеральный закон разрешает продажу этого изделия только лицензированному медицинскому работнику или по его заказу.
--	----------------	---

ASTM F2503 - ОБЩЕПРИНЯТАЯ ПРАКТИКА МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

		MP-безопасно
		MP-совместимость
		Небезопасно при МРТ
		MP-совместимость - 3 Тл
		MP-совместимость - 1,5, 3 Тл

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР	Символ	ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ/НАЗВАНИЕ СИМВОЛА
ISO 7000 - ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ, НАНОСИМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СИМВОЛЫ		
3079		Открыть здесь
MDD 93/42/ЕЕС, MDR 2017/745, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 765/2008		
		Маркировка соответствия CE
ЗАКОН 2021 О ЛЕКАРСТВАХ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ		
		Имеет оценку соответствия Великобритании
РЕГЛАМЕНТ ШВЕЙЦАРСКОГО АГЕНТСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (SWISSMEDIC)		
		Уполномоченный представитель в Швейцарии