























































REFERENČNA ŠTEVILKA	SIMBOL	POJASNJEVALNO BESEDILO/IME SIMBOLA
BREZ STANDARDNE REFERENCE/NI UNIVERZALNO PREPOZNAN ALI STANDARDIZIRAN SIMBOL		
		Odgovorna oseba za Združeno kraljestvo
		Količina
		Pripomoček ne vsebuje gume iz naravnega lateksa
		Povratne informacije strank
		Preberite priložene dokumente glede pomembnih informacij v zvezi z varnostjo
		Nazivna zaščita bolnikov tipa CF
		Vsebuje snov, ki je rakotvorna, mutagena in strupena za razmnoževanje – kobalt
		Vsebuje snov CMR, svinec
		Vsebuje nikelj
		Vsebuje dioktiltin bis(2-etilheksil merkaptoacetat)
ISO 15223-1 – MEDICINSKI PRIPOMOČKI – SIMBOLI, KI SE UPORABLJAJO PRI OZNAČEVANJU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, OZNAČEVANJU IN INFORMACIJAH, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI		
5.1.1		Proizvajalec

REFERENČNA ŠTEVILKA	SIMBOL	POJASNJEVALNO BESEDILO/IME SIMBOLA
5.1.2		Pooblaščen predstavnik v Evropski skupnosti/Evropski uniji
5.1.3		Datum izdelave
5.1.4		Rok uporabe
5.1.5		Številka serije
5.1.6		Kataloška številka
5.1.7		Serijska številka
5.1.8		Uvoznik
5.1.9		Distributer
5.1.11		Država izdelave - Mehika
5.1.11		Država izdelave - Združene države Amerike
5.2.3		Sterilizirano z uporabo etilen oksida
5.2.3/5.2.11		Sterilizirano z uporabo etilen oksida/Enojni sterilni pregradni sistem

REFERENČNA ŠTEVILKA	SIMBOL	POJASNJEVALNO BESEDILO/IME SIMBOLA
5.2.3/5.2.14		Sterilizirano z uporabo etilen oksida/Sistem enojne sterilne pregrade z zunanjo zaščitno embalažo
5.2.4		Sterilizirano z obsevanjem
5.2.4/5.2.11		Sterilizirano z obsevanjem/Enojni sterilni pregradni sistem
5.2.6		Ne ponovno sterilizirati
5.2.7		Nesterilen
5.2.8		Ne uporabljati, če je embalaža poškodovana, in preberite navodila za uporabo
5.2.11		Enojni sterilni pregradni sistem
5.2.14		Sistem enojne sterilne pregrade z zunanjo zaščitno embalažo
5.3.2		Ne hraniti na sončni svetlobi
5.3.4		Hraniti na suhem
5.3.6		Zgornja temperaturna meja

REFERENČNA ŠTEVILKA	SIMBOL	POJASNJEVALNO BESEDILO/IME SIMBOLA
5.3.7		Omejitev temperature
5.4.2		Ne ponovno uporabljati
5.4.3	 www.medcomp.net	Preberite navodila za uporabo oz. elektronska navodila za uporabo
5.4.4		Pozor
5.4.7		Vsebuje zdravilno snov
5.4.8		Vsebuje biološki material živalskega izvora
5.4.10		Vsebuje nevarne snovi
5.6.3		Nepirogeno
5.7.3		Identifikacija bolnika
5.7.4		Spletno mesto za informacije za bolniku
5.7.5		Zdravstveni dom ali zdravnik

REFERENČNA ŠTEVILKA	SIMBOL	POJASNJEVALNO BESEDILO/IME SIMBOLA
5.7.6		Datum
5.7.7		Medicinski pripomoček
5.7.10		Edinstven identifikator pripomočka
BS EN 15986 – SIMBOL ZA UPORABO PRI OZNAČEVANJU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, ZAHTEVE ZA OZNAČEVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, KI VSEBUJEJO FTALATE		
A.2		Vsebuje ftalat: DEHP
SMERNICE FDA ZA UPORABO SIMBOLOV PRI OZNAČEVANJU (CFR 801)		
	Rx Only	Pozor: Zvezni zakon omejuje prodajo tega pripomočka na licenciranega zdravnika ali po njegovem naročilu.
ASTM F2503 – STANDARDNA PRAKSA ZA OZNAČEVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH PREDMETOV ZA VARNOST PRI UPORABI V MAGNETNORESONANČNEM OKOLJU		
		MR varno
		MR pogojno
		Ni varno za uporabo v okolju MR
		MR pogojno - 3,0 Tesla
		MR pogojno - 1,5, 3,0 Tesla

REFERENČNA ŠTEVILKA	SIMBOL	POJASNJEVALNO BESEDILO/IME SIMBOLA
ISO 7000 – GRAFIČNI SIMBOLI ZA UPORABO NA OPREMI Z REGISTRIRANIMI SIMBOLI		
3079		Odpri tukaj
MDD 93/42/EEC, MDR 2017/745, UREDBA (ES) 765/2008		
		Oznaka skladnosti CE
ZAKON O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH 2021		
		Ocenjena skladnost za ZK
PREDPISI ORGANA SWISSMEDIC		
		Pooblaščen zastopnik v Švici