














































REFERANS NUMARASI	SEMBOL	AÇIKLAYICI METİN/SEMBOL BAŞLIĞI
STANDART REFERANS YOK/EVRENSEL OLARAK KABUL EDİLMİŞ VEYA STANDARTLAŞTIRILMIŞ BİR SEMBOL DEĞİLDİR		
		Birleşik Krallık'ta Sorumlu Kişi
		Miktar
		Cihaz doğal lateks kauçuk içermez ya da cihazda bunların varlığı söz konusu değildir
		Müşteri Geri Bildirimi
		Güvenlikle ilgili önemli bilgiler için Birlikte Gelen Belgeleri okuyun
		CF tipi tanımlı hasta koruması
		CMR Maddesi Olan Kobalt İçerir
		CMR Maddesi, Kurşun İçerir
		Nikel İçerir
		Diostilin iki(2-etilheksil merkaptoasetat) içerir
ISO 15223-1 - TIBBİ CİHAZLAR - TIBBİ CİHAZ ETİKETLERİ, ETİKETLEMELERİ İLE KULLANILACAK SEMBOLLER, BİLGİ VERİLECEKTİR		
5.1.1		Üretici

REFERANS NUMARASI	SEMBOL	AÇIKLAYICI METİN/SEMBOL BAŞLIĞI
5.1.2		Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği'nde Yetkili Temsilci
5.1.3		Üretim Tarihi
5.1.4		Son Kullanım Tarihi
5.1.5		Parti Kodu
5.1.6		Katalog Numarası
5.1.7		Seri Numarası
5.1.8		İthalatçı
5.1.9		Distribütör
5.1.11		Üretildiği Ülke - Meksika
5.1.11		Üretildiği Ülke - Amerika Birleşik Devletleri
5.2.3		Etilen Oksit Kullanılarak Sterilize Edilmiştir
5.2.3/5.2.11		Etilen Oksit Kullanılarak Sterilize Edilmiştir/Steril tek bariyerli sistem

REFERANS NUMARASI	SEMBOL	AÇIKLAYICI METİN/SEMBOL BAŞLIĞI
5.2.3/5.2.14		Etilen Oksit Kullanılarak Sterilize Edilmiştir/Dışında koruyucu bir ambalaj bulunan tekli steril bariyer sistemi
5.2.4		Işınlama kullanılarak sterilize edilmiştir
5.2.4/5.2.11		Işınlama kullanılarak sterilize edilmiştir/Steril tek bariyerli sistem
5.2.6		Yeniden Sterilize Etmeyin
5.2.7		Steril Olmayan
5.2.8		Ambalaj Hasarlıysa Kullanmayın ve Kullanım Talimatlarına Başvurun
5.2.11		Steril tek bariyerli sistem
5.2.14		Dışında koruyucu bir ambalaj bulunan tekli steril bariyer sistemi
5.3.2		Güneş Işığından Uzak Tutun
5.3.4		Kuru Tutun
5.3.6		Üst Sıcaklık Limiti

REFERANS NUMARASI	SEMBOL	AÇIKLAYICI METİN/SEMBOL BAŞLIĞI
5.3.7		Sıcaklık Limiti
5.4.2		Yeniden Kullanmayın
5.4.3	 www.medcomp.net	Kullanım Talimatlarına veya Elektronik Ürün Kullanım Talimatlarına Başvurun
5.4.4		Dikkat
5.4.7		İlaç özellikli madde içerir
5.4.8		Hayvan kökenli biyolojik madde içerir
5.4.10		Tehlikeli maddeler içerir
5.6.3		Pirojenik Değildir
5.7.3		Hasta Kimliği
5.7.4		Hasta Bilgileri Web Sitesi
5.7.5		Sağlık Merkezi veya Doktor

REFERANS NUMARASI	SEMBOL	AÇIKLAYICI METİN/SEMBOL BAŞLIĞI
5.7.6		Tarih
5.7.7		Tıbbi Cihaz
5.7.10		Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı






BS EN 15986 - TIBBİ CİHAZLARIN ETİKETLEMESİNDE KULLANILACAK SEMBOL, FTALATLAR İÇEREN TIBBİ CİHAZLARIN ETİKETLEMESİNE YÖNELİK GEREKLİLİKLER





A.2		Ftalat İçerir: DEHP
-----	---	---------------------

ETİKETLEMEDE SEMBOLLERİN KULLANIMINA YÖNELİK FDA KILAVUZU (CFR 801)

	Rx Only	Dikkat: Federal yasa, bu cihazın satışını lisanslı bir sağlık uzmanı tarafından ya da onun emri ile yapılmasını kısıtlamaktadır.
--	----------------	--

ASTM F2503 - MANYETİK REZONANS ORTAMINDA GÜVENLİK İÇİN TIBBİ CİHAZLARIN VE DİĞER ÖĞELERİN İŞARETLEMESİNE YÖNELİK STANDART UYGULAMA

		MR Güvenli
		MR Koşullu
		MR İçin Güvenli Değil
		MR Koşullu - 3,0 Tesla
		MR Koşullu - 1,5, 3,0 Tesla

REFERANS NUMARASI	SEMBOL	AÇIKLAYICI METİN/SEMBOL BAŞLIĞI
ISO 7000 - EKİPMANIN KAYITLI SEMBOLLERİNDE KULLANILACAK GRAFİK SEMBOLLER		
3079		Buradan açınız
MDD 93/42/EEC, MDR 2017/745, YÖNETMELİK (EC) 765/2008		
		CE Uygunluk İşareti
2021 İLAÇLAR VE TIBBİ CİHAZLAR YASASI		
		BK Uygunluk Değerlendirmesi)
SWISSMEDIC YÖNETMELİKLERİ		
		İsviçre'deki Yetkili Temsilci